

TRIXIE

TICK BOY® VET Zecken-Stift



EN Tick Remover Pen

FR Stylo anti-tique

IT Penna rimuovi zecche

NL Tekenpen

SV Fästingplockare

ES Pinzas

#24280

TRIXIE

Europäisches Patent / European patent /
Brevet Européen / Brevetto europeo /
Europees patent / Europeiskt patent /
Europski patent / Patente europea /
Patente Europea / Europejski patent /
Evropský patent / Европейский патент:
EP2574295 (B1)

DE Zeckenstift Tick Boy® Vet

Mit Tierärzten entwickelt

- für kleine Zecken geeignet
- mit Schieber zum Schutz der Spitze; Kunststoff
- Gebrauchsanweisung: Fell beiseite streichen. Stift auf der Haut in Richtung Zecke bewegen. Stift zwischen Haut und Zeckenrumpf führen bis die Zecke fest in der Klemme fixiert ist. Zecke mit einer ruhigen, gleitenden Aufwärts-Bewegung aus der Haut ziehen und Hautpartie desinfizieren. Falls die Zecke nicht komplett entfernt ist, Tierarzt aufsuchen.

EN Tick Remover Pen Tick Boy® Vet

Developed with veterinarians

- suitable for small ticks
- with slider to protect the tip; plastic
- **Instructions:** Push aside fur around tick. Move pen on the skin towards the tick. Move the pen between skin and rear end of the tick until the tick is firmly held by the tines. Pull tick out with a smooth sliding upward movement and disinfect skin. If the tick is not completely removed, consult a vet.

FR Stylo anti-tique Tick Boy® Vet

Développé avec des vétérinaires

- convient aux petites tiques
- avec embout pour protéger l'extrémité; en plastique
- **Instructions:** Ecarter le pelage autour de la tique. Déplacez le stylo sur la peau pour rechercher la tique. Déplacez le stylo entre la tique et l'extrémité arrière de la tique jusqu'à ce qu'elle soit fermement tenue par les dents. Enlevez la tique en la faisant doucement glisser vers le haut et désinfectez la peau. Si la tique n'est pas complètement sortie, consultez un vétérinaire.

IT Penna rimuovi zecche Tick Boy® Vet

Prodotto sviluppato in collaborazione con un team di esperti

- per piccole zecche
- con cursore/passante per proteggere la punta; in plastica
- **Istruzioni per l'uso:** Aprite il pelo dell'animale attorno alla zecca. Avvicinate la penna verso il punto in cui si trova la zecca. Muovete la penna tra la pelle e la parte posteriore della zecca finché la zecca è presa nei rebbi. Estraeete la zecca con un leggero movimento verso l'alto e disinfettate la zona cutanea interessata. Se la zecca non è stata rimossa completamente, consultate un veterinario.

NL Tekenpen Tick Boy® Vet

In samenwerking met dierenartsen ontwikkeld

- voor kleine teken geschikt
- met schuifje om de punt te beschermen; kunststof
- **Gebruiksaanwijzing:** Spreid de vacht op de plek, waar de teek zit. Ga met de pen richting teek en plaats hem tussen huid en teek. Als u de teek goed gefixeerd heeft, haal hem dan met een langzame opwaartse beweging van de huid en desinfecteer deze plek aansluitend. Als de teek niet volledig is verwijderd, consulteer dan de dierenarts.

SV Fästingplockare Tick Boy® Vet

Utvecklad tillsammans med veterinärer

- lämplig för små fästingar
- med skjutreglaget för att skydda spetsen; plast
- **Instruktioner:** Skjut pälsen som är runt fästingen åt sidan. Lägg pennen mellan huden och undersidan av fästingen tills fästingen helt hålls fast av öglan. Dra försiktigt ut fästingen genom att dra pennen utåt, desinficera sedan såret. Om fästingen inte blir helt avlägsnad, kontakta en veterinär.

DA Skovflåtfjerner Tick Boy® Vet

Udviklet med veterinærer

- egnet for små flåter
- med skyder som beskytter spidsen; plast
- **Instruktioner:** Skub pelsen til side rundt om flåten. Flyt pennen på huden mod flåten. Flyt pennen mellem hud og bagenden af flåten indtil flåten er solidt holdt af spidsen. Træk flåten ud ved langsomt opgående bevægelse og rens huden. Hvis flåten ikke er fuldstændig fjernet, skal du henvende dig til en dyrlæge.

ES Pinzas Tick Boy® Vet

Desarrollado por veterinarios

- adecuado para pequeñas garrapatas
- con deslizante para proteger el borde; plástico
- **Instrucciones:** Aparte el pelaje alrededor de la garrapata. Desplace la pinza por la piel hacia la garrapata. Coloque la pinza entre la piel y el extremo trasero de la garrapata hasta que la garrapata esté firmemente sujeta por los dientes. Tire de la garrapata con un suave giro hacia arriba y desinfecte la piel. Si la garrapata no se extrae completamente, consulte a un veterinario.

PT Caneta Removedora de Carraças Tick Boy® Vet

Desenvolvido em conjunto com veterinários

- indicado para pequenas carraças
- com peça deslizante para proteger a ponta; plástico
- **Instruções:** Afaste o pelo à volta da tique. Desloque a pinça sobre a pele do animal em direcção à carraça. Movimente a pinça entre a pele e a parte de trás da carraça até que ela esteja bem agarrada nos dentes da pinça. Puxe a carraça com um movimento para cima, suave e deslizante. Em seguida desinfecte a pele do animal. Se a carraça não for completamente removida, consulte um veterinário.

PL Przynrząd do usuwania kleszczy Tick Boy® Vet

Zaprojektowany przez lekarzy weterynarii

- Produkt odpowiedni dla małych kleszczy
- Z ochroną końcówki; z plastiku
- **Instrukcje:** Odsuń sierść wokół kleszcza. Przesuń pióro na skórę w kierunku kleszcza. Przesuń pióro między skórą a tylnym końcem kleszcza, aż zostanie on chwyciony. Delikatnie pociągnij, tak aby wydość kleszcza. Jeśli kleszcz nie zostanie całkowicie usunięty, skonsultuj się z weterynarzem.

CS Odstraňovač klíšat Tick Boy® Vet

Vytvořeno s veterináři

- vhodné pro malá klíšata
- s jezdcem pro ochranu špičky; plast
- **Návod:** Dejte bokem srst okolo klíšete. Přešuněte pero na kůži směrem ke klíšeti. Umístěte pero mezi kůži a úplný konec klíšete, až klíšete pevně uchytíte. Klíšte jemně vytáhněte hladkým pohybem nahoru a dezinficiруйте pokožku. Pokud klíšte není zcela odstráňeno, poraďte se s veterinářem.

RU Ручка для извлечения клещей Tick Boy® Vet

Разработано ветеринарами

- подходит для удаления мелких клещей
- с ползунком для защиты наконечника; пластик
- **Инструкция:** Раздвиньте шерсть в месте прикрепления клеща. Поместите ручку между кожей и задней частью клеща, пока он не будет крепко удерживаться. Выньте клеща плавным движением вверх и продезинфицируйте кожу. Если удалить клеща полностью не удалось, обратитесь к ветеринару.



70628

Made in China



#24280

TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32
24963 Tarp · GERMANY
www.trixie.de