



jollypaw



!!!
**ZECKEN-
ZANGE**

- ⓔⓃ Tick Tweezers
- ⓕⓗ Pince anti-tiques
- ⓃⓁ Tekentang
- ⓔⓣ Pinzetta per zecche
- ⓈⓋ Fästingpincett
- ⓔⓈ Pinzas Quita Garrapatas





DE Zeckenzange | Kunststoff | Gebrauchsanweisung: Streiche das Fell rund um die Zecke beiseite. Umfasse den Zeckenkopf mit den Greifern ohne dabei den Zeckenkörper zu quetschen. Ziehe oder drehe die Zecke vorsichtig, aber zügig heraus. Anschließend die Hautpartie gründlich desinfizieren. Lässt sich die Zecke nicht komplett entfernen, suche bitte einen Tierarzt auf.

EN Tick Tweezers | plastic | Instructions for use: Push away the fur around the tick. Hold the tick's head with the tips without squeezing the tick's body. Pull or twist the tick out carefully but swiftly. Afterwards thoroughly disinfect the skin area. If the tick cannot be removed in one piece, please consult a veterinarian.

FR Pince anti-tiques | en plastique | Mode d'emploi : repoussez le poil autour de la tique. Tenez la tête de la tique avec les pinces sans écraser le corps. Tirez ou faites une torsion de la tique avec précaution mais rapidement. Ensuite désinfectez entièrement la région de la peau. Si la tique n'est pas enlevée en une seule fois, veuillez consulter un vétérinaire.

NL Tekentang | kunststof | Gebruiksaanwijzing: duw de vacht rondom de teek opzij. Pak met de grijpers van de tang het kopje van de teek vast zonder druk op het tekenlichaampje uit te oefenen. Trek of draai de teek er voorzichtig, maar zonder aarzeling uit. De aangedane huid dient vervolgens grondig te worden gedesinfecteerd. Lukt het niet, om de teek volledig te verwijderen, raadpleeg dan een dierenarts.

IT Pinzetta per zecche | in plastica | info smaltimento: www.trixieitalia.it | Istruzioni per l'uso: spostare il pelo attorno alla zecca. Con le punte della pinzetta prendere la testa della zecca senza schiacciarne il corpo. Tirare o ruotare verso l'esterno con attenzione ma rapidamente. Disinfettare bene, poi, la superficie cutanea trattata. Se la zecca non può essere rimossa completamente, consultare un veterinario.

SV Fästingpincett | plast | Användningsinstruktioner: Håll undan pälsen runt fästingen. Håll fästingens huvud med spetsarna utan att klämma på fästingens kropp. Dra eller vrid försiktigt men snabbt ut fästingen. Desinficera därefter hudområdet noggrant. Om fästingen inte kan avlägsna i ett helt stycke, kontakta en veterinär.

ES Pinzas Quita Garrapatas | plástico | Instrucciones de uso: Separe el pelo de alrededor de la garrapata. Sostenga la cabeza de la garrapata con las puntas sin apretar el cuerpo de la garrapata. Tire o gire la garrapata hacia fuera con cuidado, pero con rapidez. Después desinfecte bien el área de la piel. Si la garrapata no se ha podido extraer de una sola pieza, consulte a un veterinario.

RU Пинцет для извлечения клещей | пластик | Инструкция по применению: раздвиньте шерсть вокруг клеща. Кончиками пинцета обхватите головку клеща, стараясь не сдавить его туловище. Осторожно, но быстро вытягивайте или выкручивайте клеща. Продезинфицируйте кожу в месте укуса. Если не получилось удалить клеща целиком, обязательно обратитесь к ветеринару.

PT Pinça para Carraças | plástico | Instruções para utilização: Afastar o pêlo em redor da carraça. Agarrar a cabeça da carraça com as pontas sem apertar o corpo. Puxar a carraça com cuidado, mas rapidamente e sem hesitação. A área da mordedura deve ser depois desinfetada cuidadosamente. Se não conseguir retirar a carraça na sua totalidade, deve consultar um veterinário.

PL Szczypce do usuwania kleszczy | z plastiku | Instrukcja użycia: Oddal futro wokół kleszcza. Złap szczypcami jego główkę tak, by nie ścisnąć nim całego kleszcza. Pociągnij bądź przekręć szczypce ostrożnie, ale szybko. Następnie dokładnie zdezynfekuj obszar skóry. Jeśli kleszcza nie można usunąć w jednym kawałku, skontaktuj się z weterynarzem.

CS Pinzeta na klišťata | plast | Návod k použití: Odstraňte srst kolem klišťete. Držte klišťe za hlavu špičkami vytahovače, aniž byste stlačili tělo klišťete. Vytáhněte nebo vytočte klišťe opatrně, ale rychle. Poté důkladně dezinfikujte oblast pokožky. Pokud klišťe neodstraníte najednou, obraťte se na veterináře.

GA Fláttang | plast | Brugsanvisning: Stryg pelsen, rundt om flåtten, til side. Tag fat rundt om flåtens hoved med tangens griber, uden at trykke flåtens krop. Herefter drejes og trækkes flåtten forsigtigt, men hurtigt, ud. Efterfølgende bør huden desinficeres. Hvis flåtten ikke kan fjernes helt, bør du opsøge din dyrlæge.

SK Pinzeta na kliešte | plast | Návod na použitie: Vyčešte srst okolo kliešťa. Uchopte hlavu kliešťa pomocou pinzety bez toho, aby ste stlačili telo kliešťa. Rýchlým pohybovom vytrhnite alebo vykrúťte kliešťa. Postihnutú oblasť pokožky následne poriadne vydezinfikujte. Ak kliešťa nie je možné úplne odstrániť, poraďte sa s veterinárnym lekárom.

UK Щипці для кліщів | пластик | Інструкція з використання: Відсуньте в сторону шерсть навколо кліща. Захопіть головку кліща щипцями, не здавлюючи тіло кліща. Витягніть або викрутіть кліща обережно, але швидко. Потім ретельно продезінфікувати ділянку шкіри. Якщо кліща не вдається видалити повністю, зверніться до ветеринара.

HU Kullancscsipesz | műanyag | Használati útmutató: Húzza félre a kullancs körül a szőrt. Fogja meg a kullancs fejét a csípessel anélkül, hogy összenyomná a kullancs testét. Finoman, de határozottan húzza vagy csavarja ki a kullancsot. Utána alaposan fertőtlenítsa a bőrfelületet. Ha a kullancs nem távolítható el teljesen, forduljon állatorvoshoz.



#7730200

Made in China

93300



TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32
24963 Tarp · GERMANY
info@jollypaw.eu

TRIXIE UK Pet Products Ltd.
Unit 7, Deer Park Road,
Moulton Park,
Northampton NN3 6RZ