

# TRIXIE


## Zeckenzieher

Hemmt die Übertragung  
gefährlicher Erreger



Tick Remover  
Enlève-tique  
Rimuovi zecche  
Tekentang  
Fästingplockare  
Quita  
Garrapatas  
#2297

# TRIXIE



## DE Zeckenzieher

- verhindert das Quetschen der Zecke und hemmt dadurch die Übertragung gefährlicher Krankheitserreger auf den Wirt
- Kunststoff

**Gebrauchsanweisung:** Streichen Sie das Fell rund um die Zecke beiseite. Führen Sie den *Tick Away* von der Seite unter die Zecke bis diese sich in dem vorhandenen Schlitz befindet (1). Fixieren Sie die Zecke mit leichtem Druck genau in der Führung (2). Die Zecke lässt sich durch eine Hebelbewegung oder einfaches Herausziehen entfernen (3). Die Hautpartie sollte nach der Entfernung gründlich desinfiziert werden. Falls sich die Zecke nicht komplett entfernen lässt, suchen Sie bitte einen Tierarzt auf.

## EN Tick Remover

- prevents the tick from being squashed and thus reduces the risk of dangerous infections for the host
- plastic

**Instructions for Use:** Brush away the coat around the tick. Put the *Tick Away* sideways under the tick until it is directly located in the slit (1). Fix the tick by gentle pressure (2). The tick can be removed easily by leverage or pulling out (3). The skin has to be disinfected after the tick's removal. If there should be any remains of the tick please contact your veterinarian.

## FR Enlève-tique

- empêche la tique de s'écraser et réduit le risque d'infections dangereuses
- en plastique

**Instructions d'utilisation :** écartez le pelage de l'animal à l'endroit concerné et espacez le *Tick Away* en le plaçant autour de la tête du tique et refermez-le prudemment jusqu'à ce que la tique se trouve exactement dans la fente (1). Guidez le tique avec une légère pression dans cette fente (2). L'animal peut être facilement retiré avec un mouvement en levier ou simplement en tirant (3). La surface cutanée traitée doit être rapidement désinfectée. Si le tique persiste à rester, contactez immédiatement votre vétérinaire.

## IT Rimuovi zecche

- la zecca non si rompe e la testa si estrae completamente riducendo così rischi di infezioni
- in plastica

**Istruzioni per l'uso:** Togliere il pelo attorno alla zecca, posizionare la testa tra le estremità di *Tick Away* (1).

Bloccare la zecca esercitando una leggera pressione (2). Per staccarla facilmente fare leva o estrarre, sempre con attenzione (3). La superficie cutanea interessata dovrà essere rapidamente disinfettata. Se la zecca persiste a rimanere, contattare immediatamente il veterinario.

## NL Tekentang

- voorkomt dat de teek tijdens het verwijderen wordt beschadigd en de gastheer kans loopt op besmetting met gevaarlijke ziektekiemen
- kunststof

**Gebbruiksaanwijzing:** Strijk het vacht rondom de teek opzij. Voer de *Take Away* van de zijkant onder de teek totdat die zich in de voorhanden zijnde sleuf bevindt (1). Klem de teek met lichte druk precies in de geleiding (2). De teek laat zich door een hefboom-beweging of eenvoudig uittrekken verwijderen (3). De huid dient na de verwijdering grondig gedesinfecteerd te worden. In het geval de teek zich niet geheel laat verwijderen, consulteert u alstublieft een dierenarts.

## SV Fästingplockare

- förhindrar att fästingen kläms, genom det minskar risken för infektioner
- plast

**Användarinstruktioner:** Pborsta bort pälsen runt fästingen. För in *Tick Away* sidledes under fästingen tills den ligger direkt i slitsen (1). Fixera fästingen med ett lätt tryck (2). Fästingen kan enkelt avlägsnas genom att använda *Tick Away* som hävstång eller dra ut den (3). Bettet och området runt om måste desinficeras efter att fästingen avlägsnats. Om det finns kvar några rester från fästingen, kontakta din veterinär.

## ES Quita Garrapatas

- previene que las garrapatas se aplasten, reduciendo el riesgo de infecciones peligrosas para la mascota
- plástico

**Instrucciones de uso:** Cepille el pelo alrededor de la garrapata. Coloque el *Quita Garrapatas* hacia un lado debajo de la garrapata hasta que se encuentre directamente en la ranura (1). Sujete la garrapata presionando suavemente (2). La garrapata se puede quitar fácilmente haciendo palanca o tirando hacia afuera (3). La piel debe desinfectarse después de quitar la garrapata. Si hubiera restos de la garrapata, contacte con su veterinario.

Designed by [www.solutions.de](http://www.solutions.de)  
Patented



87890

Made in China



#2297

TRIXIE Heimtierbedarf  
Industriestr. 32  
24963 Tarp · GERMANY  
[www.trixie.de](http://www.trixie.de)