



Zecken-Stift mit LED-Licht / Tick Remover Pen with LED Light / Stylo anti-tique avec lampe LED / Penna rimuovi zecche con luce a LED / Tekenpen met LED-Verlichting / Fästingplockare med LED-ljus Tick Boy® Vet
#24281

DE Gebrauchsanweisung

Fell beiseite streichen und Licht einschalten. Stift auf der Haut in Richtung Zecke bewegen. Stift zwischen Haut und Zeckenrumpf führen bis die Zecke fest in der Klemme fixiert ist. Zecke mit einer ruhigen, gleitenden Aufwärts-Bewegung aus der Haut ziehen und Hautpartie desinfizieren. Falls die Zecke nicht komplett entfernt ist, Tierarzt aufsuchen.

EN Instructions

Push aside fur around tick and switch on light. Move pen on the skin towards the tick. Move the pen between skin and rear end of the tick until the tick is firmly held by the tines. Pull tick out with a smooth sliding upward movement and disinfect skin. If the tick is not completely removed, consult a vet.

FR Instructions

Ecartez le pelage autour de la tique et allumez la lampe. Déplacez le stylo sur la peau pour rechercher la tique. Déplacez le stylo entre la peau et l'extrémité arrière de la tique jusqu'à ce qu'elle soit fermement tenue par les dents. Enlevez la tique en la faisant doucement glisser vers le haut et désinfectez la peau. Si la tique n'est pas complètement sortie, consultez un vétérinaire.

IT Istruzioni per l'uso

Aprire il pelo dell'animale attorno alla zecca e accendete la luce. Avvicinate la penna verso il punto in cui si trova la zecca. Muovete la penna tra la pelle e la parte posteriore della zecca finché la zecca è presa nei rebbi. Estrae la zecca con un leggero movimento verso l'alto e disinfettate la zona cutanea interessata. Se la zecca non è stata rimossa completamente, consultate un veterinario.

NL Gebruiksaanwijzing

Spread de vacht op de plek, waar de teek zit en zet het lampje aan. Ga met de pen richting teek en plaats hem tussen huid en teek. Als u de teek goed gefixeerd heeft, haal hem dan met een langzame opwaartse beweging van de huid en desinfecteer deze plek aansluitend. Als de teek niet volledig is verwijderd, consulteer dan de dierenarts.

SV Instruktationer

Skjut pälsen som är runt fästingen åt sidan och slå på lampan. Lägg pennan mellan huden och undersidan av fästingen tills fästingen helt hålls fast av öglan. Dra försiktigt ut fästingen genom att dra pennan utåt, desinficera sedan såret. Om fästingen inte blir helt avlägsnad, kontakta en veterinär.



Tægefjerner med LED-lys / Pinzas con Luz LED / Caneta Removedora de Carraças, com luz LED /
Przyrząd do usuwania kleszczy z lampką LED / Vytahovač na klišťata, pero s LED svätlem / Ручка
для извлечения клещей со светодиодной подсветкой Tick Boy® Vet

#24281

DA Instruktioner

Skub pelsen til side rundt om flåten og tænd for lyset. Flyt pennen på huden mod flåten. Flyt pennen mellem hud og bagenden af flåten indtil flåten er solidt holdt af spidsen. Træk flåten ud ved langsom opgående bevægelse og rens huden. Hvis flåten ikke er fuldstændig fjernet, skal du henvende dig til en dyrlæge.

ES Instrucciones

Aparte el pelaje alrededor de la garrapata y encienda la luz. Desplace la pinza por la piel hacia la garrapata. Coloque la pinza entre la piel y el extremo trasero de la garrapata hasta que la garrapata esté firmemente sujeta por los dientes. Tire de la garrapata con un suave giro hacia arriba y desinfecte la piel. Si la garrapata no se extrae completamente, consulte a un veterinario.

PT Instruções

Afaste o pêlo à volta da carraça e clique para acender a luz. Deslize a pinça sobre a pele do animal em direcção à carraça. Movimento a pinça entre a pele e a parte de trás da carraça até que ela esteja bem agarrada nos dentes da pinça. Puxe a carraça com um movimento para cima, suave e deslizante. Em seguida desinfecte a pele do animal. Se a carraça não for completamente removida, consulte um veterinário.

PL Instrukcje

Odsuń sierść wokół kleszcza i włącz lampkę. Przesuń pióro na skórę w kierunku kleszcza. Przesuń pióro między skórą a tylnym końcem kleszcza, aż zostanie on chwycyony. Delikatnie pociągnij, tak aby wyostać kleszcza. Jeśli kleszczyk nie zostanie całkowicie usunięty, skonsultuj się z weterynarzem.

CS Návod

Dejte bokem srst okolo klišťete a rozsviňte svätlo. Přesuňte pero na kůži směrem ke klišťeti. Umístěte pero mezi kůži a úplný konec klišťete, až klišťe pevně uchytíte. Klišťe jemně vytáhněte hladkým pohybem nahoru a dezinfikujte pokožku. Pokud klišťe není zcela odstraněno, poraďte se s veterinářem.

RU Инструкция

Раздвиньте шерсть в месте прикрепления клеща и включите подсветку. Поместите ручку между кожей и задней частью клеща, пока он не будет крепко удерживаться. Выньте клеща плавным движением вверх и продезинфицируйте кожу. Если удалить клеща полностью не удалось, обратитесь к ветеринару.

