

Bandagen



flexibel und selbsthaftend

Anwendungszweck


zur Wundversorgung, z.B. an der Pfote

Produktinformation

- schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit
- für Hunde und Katzen

Wichtige Hinweise

- Verbände im Pfotenbereich immer ausreichend (mindestens zwischen den Zehen und Ballen) polstern.
- Den Verband nicht zu stramm anlegen, damit das Blut ungestört zirkulieren kann. Bei Schwellungen ober- oder unterhalb des Verbands diesen unverzüglich lockern oder entfernen. Sollte die Schwellung nicht zurückgehen, bitte einen Tierarzt aufsuchen.



Art.-Nr.	Maße	Inhalt	Farben	EAN
19450	5 cm/4,5 m	4 St.	rot/gelb/ grün/dunkelblau	4 011905 194509
19452	5 cm/4,5 m	27 St. einzeln im Display	pink/hellblau/ dunkelblau	4 047974 194522