

**TRIXIE****DE** Gehilfe

## Mit Tierärzten entwickelt

- zur Unterstützung nach Operationen, bei Krankheit oder Lähmung
- Hilfe beim Spaziergehen, beim Treppen oder ins Auto steigen
- ermöglicht das Tragen der zu unterstützenden Körperpartie
- für Vorder- und Hinterbeine geeignet
- aus komfortablem Neopren/Polyester

**EN** Walking Aid

## Developed with veterinarians

- as support after operations, during illness or for pets with paralysis
- help with walking, climbing or descending stairs or getting into a car
- allows carrying of the body part that needs support
- suitable for front and hind legs
- made of comfortable neoprene/polyester

**FR** Aide à la marche

## Développé avec des vétérinaires

- apporte un soutien après les opérations, pendant la maladie ou chez les animaux paralysés
- aide à marcher, à monter ou descendre les escaliers, ou à monter en voiture
- facilite le transport de la partie du corps qui nécessite d'être soutenue
- convient aux pattes avant et arrière
- en néoprène/polyester confortable

**IT** Imbracatura di sostegno

## Sviluppata in collaborazione con un team di esperti

- da utilizzare dopo gli interventi chirurgici, durante la malattia o per animali con paralisi
- aiuto per camminare, per salire o scendere le scale o in automobile
- consente di supportare una parte del corpo del cane
- adatta per le zampe anteriori e posteriori
- in neoprene confortevole/poliester

**NL** Loophulp

## In samenwerking met dierenartsen ontwikkeld

- ter ondersteuning na een operatie, bij een aandoening of verlamming
- assistentie tijdens een wandeling, om de trap op of de auto in te helpen
- maakt ondersteuning van het betreffende lichaamsdeel mogelijk
- geschikt voor de voor- en de achterpoten
- van comfortabel neopreen/polyester

**SV** Gånghjälpmedel

## Utvecklad tillsammans med veterinärer

- som stöd efter operation, under sjukdom eller för husdjur med förlamning
- hjälp vid promenader, klättring, gå i trappor eller in i en bil
- möjliggör bärande av kroppsdelen som behöver stöd
- lämplig för fram- och bakben
- tillverkad av flexibel neopren/polyester

**DA** Ganghjælp

## Udviklet med veterinærer

- som støtte efter operation, under sygdom eller til kæledyr med lammelser
- hjælp til at gå, komme op og ned af trapper eller i en bil
- giver løft til den kropsdelt, der kræver støtte
- egnet til for- og bagben
- består af fleksibel neopren/polyester

**ES** Andador

## Desarrollado por veterinarios

- como apoyo tras cirugías, durante enfermedad o para mascotas con parálisis
- ayuda a andar, subir o bajar escaleras o del coche
- permite portar la parte del cuerpo que necesita apoyo
- adecuado para patas frontales y traseras
- hecho de neopreno/poliéster flexible

**PT** Arnês de reabilitação – apoio para caminhar

## Desenvolvido em conjunto com veterinários

- apoio pós-operatório, durante a doença ou para animais com paralisia
- apoio para caminhar, subir ou descer escadas ou para entrar no carro
- permite um apoio à parte do corpo que necessita de apoio
- adequado para as patas frontais e traseiras
- em neopreno/poliéster confortável

**PL** Uprząż rehabilitacyjna

## Opracowywane przez lekarzy weterynarii

- Wsparcie i stabilizacja po operacjach, podczas chorób lub w dla zwierząt z paralizem
- Pomoc w chodzeniu, pokonywaniu schodów lub wsiadaniu do samochodu
- Umożliwia łatwe podnoszenie części ciała wymagającej podparcia
- Odpowiednia do przednich i tylnych łap
- Wykonana z elastycznego neoprenu / poliesteru

**CZ** Pomůcka při chůzi

## Vytvořeno s veterináři

- podpora po operaci, během nemoci nebo u zvířat s parézami a paralizy
- pomáhá s chůzí, při chůzi ze schodů a do schodů nebo při nastupování do auta
- umožňuje snadnou podporu části těla vyžadující podporu
- vhodné pro hrudní i pánevní končetiny
- vyrobeno z flexibilního neoprenu/polyesteru

**RU** Помощь при ходьбе

## Разработано ветеринарами

- для поддержки после операций, во время болезни или парализованных животных
- для оказания помощи при ходьбе, перемещении по лестнице или при посадке в автомобиль
- позволяет бережно переносить поддерживаемую часть тела
- подходит для передних и задних лап
- из эластичного материала, неопрен/полиэстер

#19406	M	☉ 55–65 cm	10–25 kg
#19407	L	☉ 65–75 cm	25–35 kg
#19408	L–XL	☉ 75–85 cm	35–50 kg
#19409	XL	☉ 85–95 cm	50–70 kg

**TRIXIE**

M

**TRIXIE**

M

## Gehilfe

### Nach Operationen oder bei Krankheit



☉ 55–65 cm

- EN** Walking Aid  
After operations or during illness
- FR** Aide à la marche  
Après les opérations ou pendant la maladie
- IT** Imbracatura di sostegno  
Dopo gli interventi chirurgici o durante la malattia
- NL** Loophulp  
Na een operatie of bij een aandoening
- SV** Gånghjälpmedel  
Efter operation eller under sjukdom
- ES** Andador  
Tras cirugías o durante enfermedad

#19406



#19406



TRIXIE Heimtierbedarf  
Industriestr. 32  
24963 Tarp · GERMANY  
www.trixie.de

☉ Zur Größenbestimmung messen Sie bitte am stehenden Hund den Umfang direkt hinter den Ellenbogen bzw. in der Kniekehle. Bei dicken Fell muss das Maßband fest anliegen. Weitere Informationen im Intelligenz- / ☉ To determine the correct size, please measure the circumference directly behind elbow and the folds of the knee when the dog is standing. For dogs with thick fur, the measuring tape must be fastened firmly. ☉ Pour la détermination de la taille, mesurez le tour de la patte juste derrière le coude et le pli du genou lorsque le chien est debout. Si le chien a un pelage épais, le mètre à ruban doit être serré. Plus d'informations à l'intérieur. / ☉ Istruzioni d'uso: per determinare la taglia corretta, misurare la circonferenza dietro il gomito o la circonferenza nella piega del ginocchio quando il cane è in piedi. Se il pelo è spesso, il nastro deve essere stretto. Per maggiori informazioni vedere all'interno della confezione. / ☉ Om de juiste maat te bepalen, meet u bij uw hond de omvang van de poot net achter de elleboog en de kniegroef. Bij een dik vacht moet u het meetlint stevig vastzetten. Meer informatie zie de afbeelding op de verpakking. / ☉ För att bestämma rätt storlek, måt omkretsen direkt bakom armbågen och knävecken när hunden står. Om hunden har tjock päls måste måttbandet vara tätt. Mer information i förpackning. / ☉ For at finde den rigtige størrelse, måles direkte bagved albuen hhv. direkte foran knæet på den stående hund. Ved tyk pels er det vigtigt, at måltæppet sættes fast. For flere oplysninger se indersiden af emballagen. / ☉ Para determinar el tamaño correcto, por favor medir a circunferencia directamente atrás do cotovelo e das dobras do joelho quando o animal estiver de pé. Se o animal tiver um pelo grosso, a fita usada para a medida deve ficar apertada junto do corpo do animal. Mais informações no interior da embalagem. / ☉ Aby prawidłowo określić rozmiar, zmierz obwód łapy bezpośrednio za łokciem i w zgięciu łokcia u stojącego psa. W przypadku grubego futra należy mocno przycisnąć taśmę mierniczą do ciała psa. Więcej informacji znajdują się wewnątrz opakowania. / ☉ Pro učtení správné velikosti příměří zmeřte obvod za lokty a zhyby lokte u stojícího psa. Při hustém srsti, tak měřicí páska musí být utahena. Více informací uvnitř balení. / ☉ Для определения правильного размера измерьте обхват лапы непосредственно за локтем или коленом собаки, когда она стоит. Если у собаки густая шерсть, стропите, чтобы сантиметровая лента прилегала плотно. Дополнительная информация внутри упаковки.



#19406