

TRIXIE

 **pezz**



Améliorer son bien-être grâce à la prévention santé :

Tests d'urine et de vermifugation à domicile

Tests d'urine *pour chiens*

- Rechercher dans l'urine la présence qualitative et/ou semi-quantitative de différents paramètres tels que l'hémoglobine, glucose, pH, cétones, protéines, leucocytes, poids spécifique (densité) à domicile
- Dépistage précoce d'une maladie rénale, urinaire ou d'un diabète
- Selon la maladie, améliorer les chances de guérison, éviter les évolutions graves ou augmenter l'espérance de vie



Contenu de l'emballage :

Coupelette de test Pezz avec bandelette de test intégrée certifiée ISO 13485 | Manche télescopique en carton respectueux de l'environnement

Voir le film :



Comment ça marche ? :

Installer l'application gratuite Pezz, créer un profil et se laisser guider pas à pas à travers le test.



1. Recueillir :
Recueillir l'urine avec la coupelette de test.



2. Scanner :
Scanner la bandelette de test sur le côté inférieur de la coupelette de test.



3. Résultat :
Dans les plus brefs délais. Analyse basée sur l'IA, vérifiée par un personnel qualifié, complétée par des recommandations et prise de mesures adaptées.



Tests d'urine *pour chats*

- Rechercher dans l'urine la présence qualitative et/ou semi-quantitative de différents paramètres tels que **l'hémoglobine, glucose, pH, cétones, protéines** à domicile
- Dépistage précoce d'une maladie rénale, urinaire ou d'un diabète
- Selon la maladie, améliorer les chances de guérison, éviter les évolutions graves ou augmenter l'espérance de vie

Voir le film :



Contenu de l'emballage :

Quantité suffisante de sable spécial non-absorbant, également adapté aux bacs à litière de grande taille | Coupelle Pezz avec bandelette de test intégrée certifiée ISO 13485 | Manche en carton respectueux de l'environnement | Seringue refermable pour prélever l'échantillon d'urine dans la litière



Comment ça marche ? :

Installer l'application gratuite Pezz, créer un profil et se laisser guider pas à pas à travers le test.



1. Recueillir :

Remplir le bac à litière de sable spécial et prélever l'urine à l'aide de la seringue jetable.



2. Scanner :

Verser l'urine dans la coupelle de test et scanner la bandelette de test sur le côté inférieur.



3. Résultat :

Dans les plus brefs délais. Analyse basée sur l'IA, vérifiée par un personnel qualifié, complétée par des recommandations et prise de mesures adaptées.



Tests de vermifugation pour chiens et chats

- Test de laboratoire pour les types de vers les plus courants (ascaris, Trichuris, ankylostome), et autres parasites tels que les coccidies et giardia.
- Dépistage précoce
- Eviter les traitements de façon préventive
- Ou contrôler l'efficacité d'un traitement contre les giardias



Contenu de l'emballage :
Trois récipients pour les échantillons d'excréments et trois bâtonnets de prélèvement | Emballage pour le renvoi



Comment ça marche ? :

Installer l'application gratuite Pezz ou activer le test sur www.pezz.life/start et obtenir une étiquette de retour gratuite.



1. Collecter :

Collecter des échantillons d'excréments trois jours consécutifs.



2. Envoyer :

Envoyer les échantillons au laboratoire Pezz sans frais supplémentaires (matériel d'emballage inclus).



3. Résultat :

Rapport détaillé du laboratoire (par ex. pour le vétérinaire) sous 2 à 4 jours par e-mail. Vermifuger de façon ciblée si nécessaire.



Diagnostic en laboratoire chez pezz

L'équipe de Pezz se compose de vétérinaires, de scientifiques et de spécialistes de laboratoire. Les échantillons d'excréments sont systématiquement préparés en laboratoire et analysés par nos experts à l'aide de méthodes de diagnostic modernes afin d'identifier les infections par ankylostomes, ascaris, trichures, coccidies et giardia.

#972154



TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32
24963 Tarp · GERMANY
www.trixie.fr

