



TRIXIE



#19480



XS



(DE) Schutzkragen | mit Tierärzten entwickelt | 2fach verstellbar | zur Befestigung am Halsband | Kunststoff | Achte beim Zusammenstecken darauf, dass alle störenden Kanten außen liegen.

(EN) Protective Collar | developed with veterinarians | 2 stage adjustable | to be attached to the collar | plastic | When connecting the two sides of the collar, make sure that all uncomfortable edges face to the outside.

(FR) Collier de protection | développé avec des vétérinaires | 2 niveaux de réglages | à fixer au collier | en plastique | Lorsque vous recourbez le collier, veillez à ce que tous les rebords inconfortables soient tournés vers l'extérieur.

(NL) Beschermkraag | in samenwerking met dierenartsen ontwikkeld | 2-voudig verstelbaar | voor aan de halsband | kunststof | Let

er bij het in elkaar zetten van de kraag op, dat zich alle storende delen aan de buitenkant bevinden.

(IT) Collare Elisabetta | prodotto sviluppato in collaborazione con un team di esperti | regolazione su 2 lunghezze | da applicare al collare | in plastica | info smaltimento: www.trixieitalia.it | **Destinazione d'uso:** Collare protettivo per evitare che l'animale si lecchi le ferite/eczemi, si morda le bende e per favorire il processo di guarigione. Abituare gradualmente l'animale all'uso del collare. | Quando si piega il collare Elisabetta, assicurarsi che tutti i bordi che possono dar disturbo siano rivolti verso l'esterno.

(SV) Hundkrage | utvecklad tillsammans med veterinärer | justerbart i 2 steg | fästes i halsbandet | plast | När du böjer kragen, se till att alla obehagliga kanter är vända utåt.

(ES) Collar Veterinario | desarrollado por veterinarios | 2 posiciones de ajuste | para colocar en el collar | plástico | Al montar el collar, asegúrese de que todos los bordes incómodos queden en la parte exterior del mismo.

(RU) Защитный воротник | разработан ветеринарами | 2 уровня регулировки | крепится к ошейнику | пластик | Надевая воротник, убедитесь, что все концы креплений выходят наружу. В противном случае, они будут доставлять питомцу дискомфорт.

(PT) Colar Isabelino | desenvolvido em conjunto com veterinários | ajustável 2 posições | para afixar na coleira | plástico | Ao formar o colar, assegurar que todas as arestas desconfortáveis ficam viradas para fora.

(PL) Kołnierz ochronny | zaprojektowany przez lekarzy weterynarii | 2-stopniowa regulacja | do zawieszenia na obroży | z plastiku | Podczas składania kołnierza upewnij się, że wszystkie niewygodne krawędzie są skierowane na zewnątrz.

(CS) Ochranný obojek | vytvořeno s veterináři | 2 stupně nastavení | pro připojení k límci | plast | Při ohýbání límce se ujistěte, že všechny nepřijemné hrany a záhyby směřují ven.

(DA) Beskyttelseskrave | udviklet med veterinærer | 2 regulerings muligheder | kan sættes fast på halsbåndet | plast | Når produktet bøjes, tilsikr at alle ukomfortable kanter vender udad.

(SK) Ochranný golier | vytvorené v spolupráci s lekármi | 2 stupne nastavenia veľkosti | možnosť pripnúť na obojek | plast | Pri navliekaní dbajte na to, aby boli pokrčené okraje vyrovnané.

G →	
XS #19480	22–25 cm/ 7 cm
XS-S #19481	22–25 cm/ 10 cm
S #19482	28–33 cm/ 12 cm
S-M #19483	31–38 cm/ 15 cm
M #19484	38–44 cm/ 20 cm
L #19485	44–50 cm/ 25 cm
L-XL #19486	47–57 cm/ 30 cm



TRIXIE Heimtierbedarf | Industriestr. 32 | 24963 Tarp
GERMANY | www.trixie.de | kontakt@trixie.de

TRIXIE UK Pet Products Ltd. | Unit 7 Deer Park Road |
Moulton Park | Northampton NN3 6RZ |
www.trixieuk.uk | contact@trixieuk.uk